



Part No: CEB-20FD64

Description: piezo electric diaphragm

Date: 6/25/2007

Unit: mm


Page No: 1 of 4



Specifications

Maximum input voltage	30 Vp-p	
Resonant frequency	6.4 ± 0.5 KHz	see Measurement Methods
Resonant impedance	400 Ω max.	see Measurement Methods
Electrostatic capacitance	10,000 $\pm 30\%$ pF	at 1 KHz / 1 V
Operating temperature	-20 ~ +70° C	
Storage temperature	-30 ~ +80° C	
Dimensions	$\phi 20.0 \times H0.43$ mm	
Weight	1.50 g max.	
Material	Brass	
Terminal	Wire type	
DC resistance	20 Ω min.	Fluke 45 rate: Fast, Measurement time: 1 second (test must be for only ≤ 20 mm)
RoHS	yes	

Appearance Drawing

Tolerance: ± 0.5 


**Part No: CEB-20FD64****Description: piezo electric diaphragm****Date: 6/25/2007****Unit: mm****Page No: 2 of 4**

Measuring Methods

1) Resonant frequency / Resonant impedance

The piezo electric diaphragm should be clamped at a node point (as shown in the following figure) to be free from any mechanical stress. Measure its resonant frequency and resonant impedance by using a vector impedance analyzer or equivalent.

When the input frequency is swept within 100 Hz to 9 KHz, the resonant frequency is defined as the frequency where the impedance shows minimum value. This impedance should be the resonant impedance.




2) Static capacitance

The electrostatic capacitance should be measured at 1 KHz by using an L.C.R. meter (ex. HP4194A(H.P.)) or equivalent. The part should be clamped in the same way as the measurement or resonant frequency / resonant impedance mentioned above.

Mechanical Characteristics

Item	Test Condition	Evaluation Standard
Solderability	Stripped wires of lead wires are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed in solder bath of $270 \pm 5^{\circ}\text{C}$ for 3 ± 0.5 seconds.	90% min. of the stripped wires will be wet with solder. (Except the edge of the terminal)
Lead Wire Pull Strength	The horizontal force of 3.0N (0.306kg) should be applied to the double lead wire for 30 sec.	No damage or cutting off.
Vibration	The diaphragm should be measured after applying a vibration amplitude of 1.5 mm with 10 to 55 Hz band of vibration frequency to each of the 3 perpendicular directions for 2 hours.	The value of the resonant frequency should be $\pm 10\%$ of the initial measurements. Electrostatic capacitance should be $\pm 20\%$ compared with the initial measurement. The resonant impedance should be 2000Ω max.

**Part No: CEB-20FD64****Description: piezo electric diaphragm****Date: 6/25/2007****Unit: mm****Page No: 3 of 4****Environment Test**



Item	Test Condition	Evaluation Standard
High temp. test	After being placed in a chamber at +80°C for 240 hours.	The diaphragm will be measured after being placed at +25°C for 4 hours. The value of the resonant frequency should be $\pm 10\%$, the value of the electro static capacitance should be $\pm 20\%$ compared to the initial measurements. The resonant impedance should be 2,000 Ω max.
Low temp. test	After being placed in a chamber at -30°C for 240 hours.	
Humidity test	After being placed in a chamber at +40°C and 90 $\pm$ 5% relative humidity for 240 hours.	
Temp. cycle test	The part shall be subjected to 5 cycles. One cycle will consist of: 	

Test Conditions

Standard Test Condition	a) Temperature: +5 ~ +35°C	b) Humidity: 45 - 85%	c) Pressure: 860-1060 mbar
Judgement Test Condition	a) Temperature: +25 $\pm$ 2°C	b) Humidity: 60 - 70%	c) Pressure: 860-1060 mbar


CUI INC
Part No: CEB-20FD64
Description: piezo electric diaphragm
Date: 6/25/2007
Unit: mm
Page No: 4 of 4

Packaging



Out Box	310mmx248mmx49mm	6x100PCS=600PCS
Carton Box	550mmx330mmx290mm	600PCSX10=6,000PCS

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9